

Dokumenttyp:	Rutin
Fastställt av:	Birgitta Carlsson
Fastställsedatum:	2014-04-30
Dokumentansvarig:	Birgitta Carlsson
Senast reviderat den:	

Rutin för rengöring av medicintekniska produkter

(Kopierad skrift från Vårdhandboken länk i Magna cura)

Rengöring

[Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar]

För hela denna sida gäller referens 20.

Vanligtvis ansvarar antingen den person som har en funktionsnedsättning eller den som assisterar, det vill säga personal och i vissa fall närstående, för allmänt underhåll, rengöring och förvaring av individuellt förskrivna hjälpmedel. Även om hjälpmedel som används i hemmet oftast tillhör kommunen eller landstinget är det användaren som svarar för rengöringen.

Hjälpmedel ska skötas och underhållas enligt tillverkarens bruksanvisning. Det är viktigt att alla hjälpmedel, till exempel gång-, hygien- och lyfthjälpmedel, får regelbunden skötsel och rengöring. Vid rengöring av hjälpmedel inom vården är det lämpligt att datum dokumenteras.

Använd ett alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt när ett hjälpmedel är nedsmutsat med kroppsvätskor under förutsättning att tillverkaren godkänner det, se bruksanvisningen.

Se tillverkarens anvisning och lokala anvisningar för val av desinfektionsmedel. Vanligtvis kan alltid vanligt rengöringsmedel och desinfektionsmedel användas.

Rengöring av rullstolar

- Avdelningsbundna rullstolar rengörs minst en gång i veckan.
- Kontrollera att det finns tillräckligt med luft i däck.
- Kontrollera hjulnav och framgaffelns rotation där mycket hår och annan smuts kan fastna och göra stolen svår att köra.
- Särskilt utsedd personal ansvarar för rengöring av centralt placerade rullstolar.

Rengöring av rullstolar med klädsel av vävplast

- Hela rullstolen inklusive sättenheten rengörs med rengöringsmedel enligt tillverkarens anvisning eller om detta saknas enligt lokala anvisningar.
- Använd en väl urvriden torkduk.

Rengöring av rullstolar med klädsel av textil

- Om stolens klädsel inte är avtagbar, borsta den.
- Tvätta försiktigt med textilsium om så behövs.
- Ta försiktigt bort fläckar med textilsium.
- Om stolen har avtagbar klädsel, följ tillverkarens tvättråd. Klädseln bör tåla tvätt i 60 grader. Se bruksanvisningen.

Rengöring av personlyftar och lyftselar

- Rengör personlyftar och lyftselar en gång i veckan eller när de är synligt smutsiga.
- Använd ett av tillverkaren angivet desinfektionsmedel eller om detta saknas ett alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt vid nedsmutsning med kroppsvätskor.



Lyftselar ska kontrolleras efter varje tvätt. [21]

Revideringsdatum:

2013-08-14

Reviderad av:

Ulla-Britt Blomquist, utredare, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm

Manusförfattare:

Eva Jöbo, leg.arbetsterapeut, Örebro kommun

Marie Villman, MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, Örebro kommun

Faktagranskare:

Karin Bengtsson, leg. arbetsterapeut, Alvesta kommun



Referenser och regelverk

- [Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar](#)

Relaterad information

- [Relaterad information för Vårdhandbokens texter om hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar](#)

Läs mer i Vårdhandboken

- [Avvikelse- och riskhantering](#)
- [Basala hygienrutiner och personalhygien](#)
- [Dokumentation](#)
- [Patientens rättsliga ställning](#)

[Sängen, vårdbädden]

Madrass

Madrass och övrig bäddutrustning ska anpassas efter varje persons individuella behov av komfort, [tryckreducering](#) och mobilisering såväl i slutenvård som i särskilt eller ordinärt boende. Valet av madrass ska baseras på patientens vikt, och om den ska användas för att öka liggkomforten, förebygga och/eller behandla [trycksår](#). Kontakta ansvarig materialkonsulent, behörig distriktsköterska och/eller läkare i din region vid behov av förskrivning av madrass som hjälpmedel. Madrassens storlek ska vara anpassad för sängen och hållas på rätt plats för att förhindra att den glider. För att underlätta val av madrass kan madrassens tryckreducerande förmåga mätas. För mer information om detta läs svensk standard vid bestämning av kontakttryck hos madrasser, sängar och andra liggunderlag (SS 8760013:2010).

Grundutrustning i Alingsås kommun

Madrasser av skum bör bytas ut regelbundet - beroende på patient/brukares vikt och användningsområde. Vid osäkerhet, kontakta Alingsås kommuns Servicetekniker vård och äldreomsorg eller tillverkaren för kontroll av skumkvaliteten. Markera datum och årtal på madrassen när den börjar användas om detta ej finns angivet. Daglig användning av madrassen ger stort slitage till exempel vid belastning samtidigt som sängens huvudände höjs och sänks. Madrasser som används över sin egen hållbarhetstid ökar risken för att patienten/ brukaren ska bottna ner mot sängbotten med risk för trycksår. Kontroller av madrasser ska ske i samband med rengöring av sängen och byts ut enl. handlingsplan hos serviceteknikerna. Datum för inköp finns och registreras i samband med ankomst leverans vid ny inköp.



Se tillverkarens bruksanvisning

Egenskaper avseende skummadrass och skydd

- god hållfasthet som underlättar komfortkänslan
- god tryckreducerande förmåga för att förebygga och behandla trycksår
- försedd med överdrag, antingen avtagbart eller integrerat på madrassen (skyddsfolie)
- avtagbart madrasskydd ska kunna [ytdesinfekteras](#) **samt maskintvättas i lägst 60°C**
- madrassen bör i förekommande fall kombineras med evakueringslakan (om ej överdraget är försedd med handtag) - för evakuering vid brand
- ytskiktet på madrassen bör vara följsamt, andas vara allergifritt och ha dokumenterat goda barriäregenskaper mot olika vätskor och mikroorganismer
- ska ej alstra statiskt elektricitet
- nedsmutsad madrass ska kasseras



Se tillverkarens bruksanvisning

Rutiner ska finnas som innefattar kontroll av madrassöverdragets genomsläpplighet och madrasskummets utseende. Små mikroskopiska hål i ett avtagbart madrassöverdrag eller skyddsfolie på madrassen kan leda till att olika vätskor tränger ner i madrassen. Tillverkaren kan ge förslag på hur inspektionen kan ske.

Specialmadrasser, till exempel statiska lågtrycksmadrasser som fördelar trycket när patienten rör sig och luftväxlande madrasser, finns för att förebygga tryckskador eller behandla redan uppkomna trycksår. En bäddmadrass kan ge smärtlindring genom att läggas ovanpå den befintliga madrassen. Om madrassen är av sämre kvalitet blir inte den tryckreducerande förmågan bättre av att en bäddmadrass läggs ovanpå.

Beakta: SS 876 00 20 Sjukvårdstextil - madrass.

Underhåll Säng

Dagligt underhåll

- Kontrollera att sängens funktioner fungerar som de ska innan du tar sängen i bruk. Kontrollera att den inte har några synliga skador eller fel.
- Kontrollera att sängens nätkabel inte är klämd eller skadad.
- Häng kontrollen på gaveln eller grinden så att den är lätt att komma åt för brukaren.

Underhåll och service får bara utföras av kommunens servicetekniker.

Rengöring

Rengöring kan utföras med en fuktig trasa. Vanliga rengöringsdesinfektionsmedel kan användas.

Tänk även på att göra rent grindar och grindskydd om det finns.

Birgitta Carlsson

Rehabchef/MAR